


Drystar™ 5500

Drucker für alle bildgebenden Geräte

flexible Drucklösung für zentralisierten Arbeitsfluss im Krankenhaus bietet Drystar™ 5500 Direct Digital Imager von Agfa. In jedem modernen Krankenhaus ist ein Drucker für die bildgebenden Geräte heute höchste Anforderung entsprechend



1. Die große Bandbreite an verschiedenen Modalitäten Ultraschall- über MR-CT-Geräten benützt unterschiedliche Formate, Größen Aufkommen. Der vielseitige Drystar™ 5500 stellt einen Drucker mit hoher Flexibilität für den zentralisierten Arbeitsfluss dar. Mit bis zu 100 Filmen, die online verarbeitet werden können, ermöglicht der Drucker auch in Spitzenzeiten die Erfüllung des Druckbedarfs. Der Drystar™ 5500 kann einfach in das Netzwerk eingefügt werden bei tatsächlich jeder Modalität, wo er gebraucht wird, ersetzt werden. Damit verkürzt sich die Wartezeit auf Bild und der Ablauf im Krankenhaus wird noch effizienter gestaltet. Mit der hohen Auflösung von 508 dpi und 16 Graustufen versorgt der Drucker den Anwender mit höchster Qualität und bestmöglichem Material für die


Diagnose und letztlich seine therapeutische Entscheidung. Eine spezielle Sortier- und Sammelfunktion führt zu einer zusätzlichen Verbesserung der Arbeitsabläufe.

Informationen: AGFA-GEVAERT GesmbH, Mariahilfer Str. 198 1150 Wien, Tel.: 01/8975682, Internet: www.agfa.com/healthcare

OsteoCalVit®

Osteopenie und Osteoporoseprophylaxe

Calcium ist das wichtigste Mineral im menschlichen Körper und die Grundvoraussetzung für die Knochenstabilität. Vitamin D3 fördert die Aufnahme von Calcium ins Blut und den Einbau in die Knochensubstanz. Calcium kombiniert mit Vitamin D3 wird als Vorbeugung gegen den Knochenabbau empfohlen. Die Einnahme einer Tablette OsteoCalVit® (Inhalt: 500mg Calcium und 200 I.E. Vitamin D3) sichert den täglichen Bedarf an diesen beiden Substanzen. Mit OsteoCalVit® ist es gelungen, Calcium und Vitamin D3 stabil in einer Tablette zum Schlucken zur Verfügung zu stellen. OsteoCalVit® ist indiziert für alle Personen, die einen erhöhten Calciumbedarf aufweisen, z. B. bei geringer Knochenstabilität, in der Wachstumsphase, in der Schwangerschaft und Stillzeit und in der Menopause.



Ebenso ist OsteoCalVit® eine gute Therapiealternative für alle Patienten, die einer einfachen Tablette zum Schlucken den Vorzug gegenüber Granulat, Kau-, oder Brausetabletten geben. OsteoCalVit® ist in einer 2-Monatspackung zu erwerben. Die monatlichen Kosten von OsteoCalVit® befinden sich in der Höhe einer Rezeptgebühr. OsteoCalVit® ist auch für Diabetiker und Vegetarier geeignet.

Weitere Informationen: CoaChrom Diagnostica GmbH, Leo Mathausner Gasse 71, A-1230 Wien, www.coachrom.at, www.osteocalvit.com

DirectView PACS

Neue Architektur erleichtert die Aufrüstung

Eine neue PACS-Plattform, die bestehende Systeme mit einer Aufrüstung versorgt,

stellt die im vergangenen Jahr präsentierte Kodak DirectView PACS System 5 Architektur dar. Das Kodak DirectView Netzverteilungssystem bildet die Basis für den Übergang zur neuen System 5 Architektur. Die neue PACS Plattform enthält signifikante Pluspunkte wie eine belastbare Netzkomponente, flexiblen Arbeitsfluss und eine HL7-basierte Einbindung in die Krankenhaus- und Radiologieinformationssysteme. Durch die Gestaltung der PACS-Architektur wird es dem Anwender, der bereits mit Kodak arbeitet, möglich, den Übergang komplikationsfrei zu vollziehen. Die Kodak DirectView PACS System 5 Architektur enthält unter anderem einen flüssigen Arbeitsablauf, der sowohl „push“ als auch „pull“-Modelle unterstützt und sich eine Vielzahl an Kundenkonfigurationen anpasst. Darüber hinaus verfügt das System über eine zentrale Datenbasis, die die flexible Konfiguration der lokalen und der dezentralisierten Archivkomponenten organisiert, sodass der Anwender seinen Arbeitsfluss und seine Arbeitsgestaltung optimieren kann und gleichzeitig allen Anwendern ermöglicht, in einer einzigen, umfassenden Arbeitsgruppe teilzunehmen. So ist der schnelle Zugriff auf Bilder, selbst in einem höchst vielseitigen